

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Akr1A1 [Validado Por Ko] Para Wb E Elisa - P14550

Número do item: CM0024241



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao AKR1A1 humano, validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudar a função da aldose redutase, desintoxicação e regulação da S-nitrosilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKR1A1 Rabbit pAb [Validado por KO]
Observações/Alias	ALR; ARM; DD3; ALDR1; HEL-S-6; A1
Espécie	Humano
ID do Gene	10327
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-325 do AKR1A1 humano (NP_006057.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14550
Peso da Proteína	37 kDa
Transporte	Bolsa de gelo