


Anticorpo Monoclonal Anti-Akr1B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P15121

Número do item: CM0006693



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra AKR1B1 (aldose redutase) para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta proteína AKR1B1 humana, de rato e rato, ~36 kDa, adequado para estudos de metabolismo e complicações diabéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKR1B1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	231
GeneID	231
Imunogénio	Péptido sintético: Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do AKR1B1 humano (NP_001619.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P15121
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo