


Anticorpo Policlonais Anti-Akr1B1 Para Wb E Elisa - P15121

Número do item: CM0015909



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AKR1B1 humana (Aldose redutase). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para estudos de metabolismo e complicações diabéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKR1B1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	231
GeneID	231
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-316 da AKR1B1 humana (NP_001619.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P15121
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo