

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Akr1B1 Para Wb - P15121

Número do item: CM0022457



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AKR1B1 humano (Aldose redutase). Validado para WB, IF/ICC, ELISA e reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para estudos da via do poliol e pesquisa de diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKR1B1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AR; ADR; ALR2; ALDR1; AKR1B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	231
GeneID	231
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-316 do AKR1B1 humano (NP_001619.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15121
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco com gelo