


Anticorpo Policlonal Anti-Akr1B10 Para Wb, Ip, Elisa - O60218

Número do item: CM0027070



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao AKR1B10 (ARL-1) para humano, camundongo, rato. Validado em WB, IP, ELISA. Detecta a família de redutores aldo-ceto 1 membro B10 (36 kDa, O60218).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKR1B10 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HIS; HSI; ARL1; ARL-1; ALDRLn; AKR1B11; AKR1B12; AKR1B10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57016
ID do Gene	57016
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-316 do AKR1B10 humano (NP_064695.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60218
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Saco com gelo