


Anticorpo Policlonal Anti-Akr1C1 Para Wb, Elisa - Q04828

Número do item: CM0017656



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AKR1C1 validado para WB e ELISA, com reatividade em humanos e camundongos. Ideal para pesquisas sobre metabolismo de esteroides e neuroesteroides; obtido a partir de um imunógeno recombinante que abrange a proteína AKR1C1 humana de comprimento total.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	AKR1C1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	C9; DD1; DDH; DDH1; H-37; HBAB; MBAB; HAKRC; DD1/DD2; 2-ALPHA-HSD; 20-ALPHA-HSD; AKR1C1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1645
GeneID	1645
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-323 da AKR1C1 humana (NP_001344.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	Q04828
Peso da proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo