


Anticorpo Policlonais Anti-Akr1C2 (Pab De Coelho) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52895

Número do item: CM0014354



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal anti-AKR1C2 de coelho de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato; detecta proteína de 37kDa. Ferramenta essencial para pesquisa de metabolismo de esteroides e hormônios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKR1C2 pAb de coelho
Observações/Alias	DD; DD2; TDD; BABP; DD-2; DDH2; HBAB; HAKRD; MCDR2; SRXY8; DD/BABP; AKR1C-pseudo; AKR1C2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1646
GeneID	1646
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-323 da AKR1C2 humana (NP_995317.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52895
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Bolsa de gelo