

Anticorpo Policlonal Anti-Akr1C3 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P42330

Número do item: CM0020497



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra AKR1C3 humano, validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa sobre metabolismo de andrógenos, sinalização de hormônios esteroides e cânceres dependentes de hormônios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKR1C3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DD3, DDX, PGFS, HAKRB, HAKRe, HA1753, HSD17B5, hluPGFS, AKR1C3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8644
GeneID	8644
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P42330
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo