

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Akr1C3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P42330

Número do item: CM0010163



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao AKR1C3 humano (P42330). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano e camundongo. Essencial para pesquisa em metabolismo de andrógenos e cânceres hormônio-dependentes. Detecta banda de ~37kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKR1C3 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelidos	DD3; DDX; PGFS; HAKRB; HAKRe; HA1753; HSD17B5; hluPGFS; AKR1C3
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	8644
GeneID	8644
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do AKR1C3 humano (P42330)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P42330
Peso Molecular da Proteína	37kDa
Envio	Saco de Gelo