

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Akr1C3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42330

Número do item: CM0014800



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao AKR1C3 humano (P42330) para WB, IHC-P, ELISA. Detecta AKR1C3 humano, de rato e camundongo. Adequado para estudar o metabolismo de hormônios esteroides e a biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKR1C3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DD3; DDX; PGFS; HAKRB; HAKRe; HA1753; HSD17B5; hluPGFS; AKR1C3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8644
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-323 do AKR1C3 humano (NP_003730.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42330
Peso Proteico	37kDa
Envio	Em saco de gelo