

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Akr1C4 Para Wb, Elisa - P17516

Número do item: CM0030817



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho AKR1C4 validado para WB e ELISA. Reage com AKR1C4 humano, de rato e de camundongo (P17516). Ideal para estudar o metabolismo de hormônios esteroides e vias de neuroesteroides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho AKR1C4
Observações/Apelido	C11; CDR; DD4; CHDR; DD-4; HAKRA; 3-alfa-HSD; AKR1C4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1109
ID do Gene	1109
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17516
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de Gelo