

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Akr7A2 Para Wb E Elisa - O43488

Número do item: CM0018729



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AKR7A2 humano (AFAR/AKR7), validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisa sobre desintoxicação de aflatoxina B1, metabolismo de semialdeído succínico e produção de gama-hidroxibutirato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKR7A2 pAb Coelho
Observações/Apelido	AFAR; AKR7; AFAR1; AFB1-AR1; AKR7A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8574
GeneID	8574
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-359 do AKR7A2 humano (NP_003680.2))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O43488
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco com gelo