


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Akr7A3 Para Wb, Elisa - O95154

Número do item: CM0031050



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra AKR7A3 humano, adequado para western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a redutase de aldeído da aflatoxina B1 envolvida na desintoxicação. Ideal para estudar desintoxicação celular e metabolismo de toxinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKR7A3 Coelho pAb
Observações/Apelido	AFAR2; AKR7A3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	22977
GeneID	22977
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-331 do AKR7A3 humano (NP_036199.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95154
Peso da Proteína	37kDa
Remessa	Saco de gelo