

Anti-Akt1 (Fosfo T308) Mab De Coelho Para Wb, Elisa - P31749

Número do item: CM0001387



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo contra AKT1 humana fosforilada em Thr308. Validado para Western blot e ELISA; ideal para pesquisas sobre sinalização PI3K/AKT, apoptose e metabolismo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Akt-T308 mAb de Coelho
Observações/Apelido	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Fosfo-Akt-T308
Espécie	Humano
GeneID	207
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T308 da Fosfo-Akt-T308 humana (NP_005154.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31749
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo