

Anticorpo Policlonais Anti-Akt1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31749

Número do item: CM0030275



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao AKT1 humano (PKB/RAC-alfa). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização de AKT em metabolismo celular, proliferação e sobrevivência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKT1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALFA; RAC-ALFA; AKT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	207
GeneID	207
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do AKT1 humano (NP_005154.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Envio	Bolsa de gelo