

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Akt1/2 Para Wb, Ihc, Elisa - P31749 / P31751

Número do item: CM0010853



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra AKT1 e AKT2 humanas, validado para WB, IHC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para o estudo da sinalização de AKT em pesquisas sobre câncer e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do produto	AKT1/2 mAb de coelho
Observações/Alíás	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; PKBB; PRKBB; HIHGHH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT1/2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	207/208
GeneID	207/208
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P31749/P31751
Peso da proteína	56 kDa
Envio	Em bolsa de gelo