


Anticorpo Monoclonal Anti-Akt1S1/Pras40 Para Wb, Elisa - Q96B36

Número do item: CM0011445



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra AKT1S1/PRAS40 humano, adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização mTORC1. Peso da proteína: 27 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKT1S1/PRAS40 Rabbit mAb
Observações/Apelido	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84335
GeneID	84335
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96B36
Peso da Proteína	27 kDa
Envio	Saco com gelo