


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Akt1S1/Pras40 Para Wb, Elisa - Q96B36

Número do item: CM0020567



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à AKT1S1/PRAS40, um regulador negativo do mTORC1, para Western blot e ELISA. Reconhece a AKT1S1/PRAS40 humana; peso molecular previsto de 27 kDa. Ideal para pesquisas sobre detecção de nutrientes e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKT1S1/PRAS40 pAb de Coelho
Observações/Alias	Lobe; PRAS40; AKT1S1/PRAS40
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	84335
ID do Gene	84335
Imunógeno	Peptídeo sintético, uma sequência dentro dos aminoácidos 150-256 da AKT1S1/PRAS40 humana (NP_001092103.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q96B36
Peso da Proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo