


Anticorpo Monoclonal Anti-Akt2 Para Wb - P31751

Número do item: CM0006921



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a AKT2 humana (P31751), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para estudar a sinalização PI3K/AKT, metabolismo da glicose e sobrevivência celular em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKT2 mAb de coelho
Observações/Apelidos	PKBB; PRKBB; HIHGH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	208
ID do Gene	208
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 390-490 da AKT2 humana.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31751
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Bolsa de gelo