


Anticorpo Policlonal Anti-Akt2 Para Wb, Elisa - P31751

Número do item: CM0021831



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o AKT2 humano (PKB beta). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e rato. Adequado para estudar sinalização de insulina, transporte de glicose, apoptose e vias do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	AKT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PKBB; PRKBB; HIHGH; PKBBETA; RAC-BETA; AKT2
Espécie	Humano
GeneID	208
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 381-481 do AKT2 humano (NP_001617.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P31751
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo