

## Anticorpo Monoclonal Anti-Akt3 Para Wb, Elisa - Q9Y243

Número do item: CM0007622



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao AKT3 humano, validado para WB e ELISA. Reage com AKT3 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de sinalização AKT, câncer, metabolismo e desenvolvimento cerebral.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | AKT3 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)                                                                                |
| Observações/Apelido        | MPPH; PKBG; MPPH2; PRKBG; STK-2; PKB-GAMMA; RAC-gamma; RAC-PK-gamma; AKT3                                                |
| Espécie Alvo               | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene (Humano)        | 10000                                                                                                                    |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 93-154 do AKT3 humano (NP_005456.1) |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                                   |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                |
| Reatividade Cruzada        | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS                      | Q9Y243                                                                                                                   |
| Peso Molecular da Proteína | 56kDa                                                                                                                    |
| Transporte                 | Em saco de gelo                                                                                                          |