


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Akt3 Para Wb, Elisa - Q9Y243

Número do item: CM0017904



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à AKT3 humana (quinase de serina/treonina RAC-gama), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização AKT no desenvolvimento cerebral e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho AKT3
Observações/Apelido	MPPH, PKBG, MPPH2, PRKBG, STK-2, PKB-GAMA, RAC-gama, RAC-PK-gama, AKT3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10000
ID do Gene	10000
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-190 da AKT3 humana (NP_859029.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y243
Peso Proteico	56kDa
Transporte	Saco de Gelo