


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alad Para Wb, Elisa - P13716

Número do item: CM0030711



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a ALAD humana (delta-aminolevulinato desidratase/porfobilinogênio sintase). Validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudos de biossíntese de heme e metabolismo de porfirinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALAD Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PBGS; ALADH; ALAD
Espécie	Humana
GeneID (humana)	210
GeneID	210
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-330 da ALAD humana (NP_000022.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P13716
Peso da Proteína	36kDa
Transporte	Saco de gelo