


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alad Para Wb, If/Icc, Elisa - P13716

Número do item: CM0018120



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a delta-aminolevulinato desidratase humana (ALAD), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humanos e camundongos. Banda esperada de 36 kDa. Para pesquisa em biossíntese de heme.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ALAD Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PBGS; ALADH; ALAD
Espécie	Humano
GeneID (humano)	210
GeneID	210
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-330 da ALAD humana (NP_000022.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P13716
Peso Proteico	36kDa
Envio	Bolsa de gelo