

## Anticorpo Monoclonal Anti-Alas1 Para Wb, Elisa - P13196

Número do item: CM0008224

### introdução

Anticorpo monoclonal anti-ALAS1 de coelho validado para WB e ELISA. Detecta ALAS1 humana, uma enzima mitocondrial que catalisa a etapa limitante da taxa de biossíntese de heme. Ideal para pesquisa de metabolismo do heme e porfiria.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ALAS1 Rabbit mAb                                                                                                                |
| Observações/Alias   | ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1                                                                                         |
| Espécie             | Humana                                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 211                                                                                                                             |
| GeneID              | 211                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Pepídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 541-640 da ALAS1 humana (P13196). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                          |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                          |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humana                                                                                                                          |
| SWISS               | P13196                                                                                                                          |
| Peso Proteico       | 71 kDa                                                                                                                          |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                   |