

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alas1 Para If/Icc E Elisa - P13196

Número do item: CM0014145

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ALAS1 humano, validado para IF/ICC e ELISA. Detecta especificamente ALAS1 humano, uma enzima essencial na biossíntese do heme. Ideal para estudos mitocondriais; peso da proteína: 71 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALAS1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	211
GeneID	211
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 de ALAS1 humano (NP_954635.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P13196
Peso da Proteína	71 kDa
Envio	Bolsa de gelo