

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Alas1 Para Wb, Elisa - P13196

Número do item: CM0024853

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a ALAS1 humana (5-aminolevulinato sintase 1). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de biossíntese de heme e desenvolvimento de ensaios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALAS1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALAS; MIG4; ALAS3; ALASH; ALAS-H; ALAS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	211
ID do Gene	211
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da ALAS1 humana (NP_954635.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13196
Peso Proteico	71kDa
Envio	Saco de gelo