

Anticorpo Policlonal Anti-Alas2 Para Wb, Elisa - P22557

Número do item: CM0026184



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ALAS2 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece ALAS2 humano, de camundongo e de rato; adequado para pesquisas de biossíntese de heme e eritropoiese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALAS2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ASB; ANH1; XLSA; ALASE; XLDPP; XLEPP; ALAS-E; SIDBA1; ALAS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	212
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-320 do ALAS2 humano (NP_001033057.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22557
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco de gelo