


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Albumina Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P02768

Número do item: CM0018651



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra Albumina validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Imunógeno: proteína recombinante. Ideal para estudos sobre pressão osmótica plasmática e transporte de metais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Albumin Rabbit pAb
Observações/Alias	HSA; FDAHT; PRO0883; PRO0903; PRO1341; Albumin
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	213
GeneID	213
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-609 da Albumina humana (NP_000468.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P02768
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo