


Anticorpo Monoclonal Anti-Albumina/Alb Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02768

Número do item: CM0005521



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Albumina/ALB humana, validado para Western blot, imuno-histoquímica, imunofluorescência e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Albumina/ALB mAb de Coelho
Observações/Alíase	ALB; HSA; PRO0883; PRO0903; PRO1341; albumina; Albumin/ALB
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	213
ID do Gene	213
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-609 da Albumina/ALB humana (NP_000468.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02768
Peso da Proteína	45kDa/47kDa/69kDa
Envio	Bolsa de gelo