

Anticorpo Monoclonal Anti-Álcool Desidrogenase 1A Para Wb, Elisa - P07327

Número do item: CM0003381



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Alcohol Dehydrogenase 1A (ADH1A) humana, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa de metabolismo alcoólico. - P07327.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Alcohol Dehydrogenase Rabbit mAb
Observações/Alias	ADH1; Alcohol Dehydrogenase
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	124
ID do Gene	124
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Alcohol Dehydrogenase humana (P07327).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P07327
Peso da Proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo