

Anticorpo Monoclonal Anti-Aldh16A1 Para Wb, Elisa - Q8Iz83

Número do item: CM0011509

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho dirigido contra a ALDH16A1 humana, validado para Western blot e ELISA. Detecta uma banda de ~85 kDa em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre a aldeído desidrogenase em metabolismo e proteômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-ALDH16A1
Espécie	Humano
ID do gene	126133
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 500-600 da ALDH16A1 humana (Q8IZ83)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8IZ83
Peso da proteína	85 kDa
Envio	Bolsa de gelo