

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aldh18A1 Para Wb, Elisa - P54886

Número do item: CM0016225



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ALDH18A1 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar a biossíntese de prolina e o metabolismo mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH18A1 pAb Coelho
Observações/Apelido	GSAS; P5CS; PYCS; SPG9; ADCL3; SPG9A; SPG9B; ARCL3A; ALDH18A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5832
GeneID	5832
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do ALDH18A1 humano (NP_002851.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P54886
Peso da Proteína	87kDa
Envio	Saco de gelo