


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aldh1A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00352

Número do item: CM0007189



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho ALDH1A1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta ALDH1A1 humano e de rato, uma enzima chave na síntese de ácido retinoico e desintoxicação de aldeídos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH1A1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	216
ID do Gene	216
Imunogénio	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 250-350 do ALDH1A1 humano (NP_000680.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P00352
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo