


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Aldh1A1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00352

Número do item: CM0021337



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-ALDH1A1 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reação cruzada com Humano, Camundongo, Rato. Explore a função da aldeído desidrogenase 1A1 no metabolismo do ácido retinoico e na desintoxicação celular com este anticorpo policlonal de coelho validado.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH1A1 Rabbit pAb
Observações/Alias	ALDC; ALDH1; HEL-9; HEL12; PUMB1; ALDH11; RALDH1; ALDH-E1; HEL-S-53e; ALDH1A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	216
GeneID	216
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 301-400 do ALDH1A1 humano (NP_000680.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00352
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de gelo