


Anticorpo Monoclonal Anti-Aldh1A2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 094788

Número do item: CM0008833



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ALDH1A2, validado para Western blot, imunohistoquímica e ELISA. Detecta ALDH1A2 humano, de camundongo e de rato; imunógeno recombinante da sequência N-terminal; proteína de 57 kDa; enviado em gelo; ideal para estudos de sinalização do ácido retinoico e de desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra ALDH1A2
Observações/Apelido	DIH4; RALDH2; RALDH2-T; RALDH(III); ALDH1A2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8854
GeneID	8854
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da ALDH1A2 humana (NP_003879.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	094788
Peso da Proteína	57 kDa
Envio	Bolsa de gelo