


Anticorpo Policlonais Anti-Aldh1A2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 094788

Número do item: CM0026546



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ALDH1A2 (RALDH2) humana para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização por ácido retinoico em desenvolvimento e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH1A2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DIH4; RALDH2; RALDH2-T; RALDH(II); ALDH1A2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	8854
ID do Gene	8854
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 de ALDH1A2 humana (NP_733797.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	094788
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco de gelo