

Anticorpo Policlonal Anti-Aldh1B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P30837

Número do item: CM0029213



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ALDH1B1 humana (aldeído desidrogenase mitocondrial). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de metabolismo do álcool e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH1B1 Coelho pAb
Observações/Apelido	ALDH5; ALDHX; ALDH1B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	219
GeneID	219
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 278-517 da ALDH1B1 humana (NP_000683.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30837
Peso Proteico	57kDa
Transporte	Saco de gelo