

Anticorpo Policlonal Anti-Aldh1B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P30837

Número do item: CM0018530



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a aldeído desidrogenase mitocondrial humana ALDH1B1, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudos sobre metabolismo do álcool, destoxificação e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	ALDH1B1 Rabbit pAb
Observações/aliás	ALDH5; ALDHX; ALDH1B1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	219
ID do gene	219
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 278-517 da ALDH1B1 humana (NP_000683.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P30837
Peso da proteína	57 kDa
Envio	Bolsa de gelo