


Anticorpo Policlonal Anti-Aldh1L1 Para Wb, Elisa - O75891

Número do item: CM0025438



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para ALDH1L1 humano, adequado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo a 10-formiltetrahidrofolato desidrogenase citosólica, uma enzima chave no metabolismo de um carbono.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH1L1 pAb Coelho
Observações/Apelido	FDH; FTHFD; 10-fTHF; 10-FTHFDH; ALDH1L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10840
GeneID	10840
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 do ALDH1L1 humano (NP_036322.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75891
Peso da Proteína	99kDa
Envio	Saco de gelo