


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aldh1L1 Para Wb, If, Ihc, Elisa - O75891

Número do item: CM0009123



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra ALDH1L1 humano (10-formiltetrahidrofolato desidrogenase citosólica). Validado para WB, IF, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo de um carbono e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH1L1 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	FDH; FTHFD; 10-FTHF; 10-FTHFDH; ALDH1L1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10840
ID do Gene	10840
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-300 do ALDH1L1 humano (O75891)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75891
Peso Molecular da Proteína	99 kDa
Envio	Em saco de gelo