

Anticorpo Policlonal Anti-Aldh1L2 Para Wb E Elisa - Q3Sy69

Número do item: CM0014502

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ALDH1L2 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Desidrogenase mitocondrial de 10-formiltetrahidrofolato no metabolismo de um carbono. Peso molecular previsto 102 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH1L2 Coelho pAb
Observações/Apelido	mtFDH; ALDH1L2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	160428
ID do Gene	160428
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 280-480 do ALDH1L2 humano (NP_001029345.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q3SY69
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco de gelo