


Anticorpo Policlonal Anti-Aldh2 Para Wb, Elisa - P05091

Número do item: CM0017629



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a aldeído desidrogenase mitocondrial humana ALDH2, validado para Western blot e ELISA. Detecta a ALDH2 de camundongo e rato; ~56 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALDM; ALDHI; ALDH-E2; ALDH2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	217
GeneID	217
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-380 da ALDH2 humana (NP_000681.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P05091
Peso da Proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo