


Anticorpo Policlonal Anti-Aldh2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05091

Número do item: CM0015125



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ALDH2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a aldeído desidrogenase mitocondrial na eliminação de formaldeído e em doenças relacionadas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	217
GeneID	217
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 321-480 da ALDH2 humana (NP_000681.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05091
Peso da Proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo