


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aldh2 Para Wb, Elisa - P05091

Número do item: CM0002040



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ALDH2 humano, adequado para WB e ELISA. Detecta níveis endógenos de ALDH2 em espécies humana, de rato e de camundongo. Ideal para estudos de depuração de formaldeído e função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ALDM; ALDH1; ALDH-E2; ALDH2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	217
GeneID	217
Imunôgeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do ALDH2 humano (P05091).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05091
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo