

Anticorpo Policlonal Anti-Aldh3A1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P30838

Número do item: CM0027784



introdução

ALDH3A1 Rabbit pAb validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Detecta uma proteína de 50kDa. Adequado para pesquisas sobre córnea e desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH3A1 Rabbit pAb
Observações/Alias	ALDH3; ALDHIII; ALDH3A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	218
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da ALDH3A1 humana (NP_001128640.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30838
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo