

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aldh3A1 Para Wb, If-P, Elisa - P30838

Número do item: CM0007549



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-ALDH3A1 validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Tem como alvo a aldeído desidrogenase 3A1 (P30838), uma enzima citoplasmática crítica para a desintoxicação de aldeídos e proteção da córnea contra UV. 50 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH3A1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ALDH3; ALDHIII; ALDH3A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	218
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da ALDH3A1 humana. (NP_000682.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P30838
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo