

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aldh3A1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11883

Número do item: CM0009592



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ALDH3A1, uma aldeído desidrogenase citoplasmática de 50 kDa. Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de córnea e desintoxicação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH3A1 mAb de Coelho
Observações/Alias	AHDC; Aldh; Ahd-c; Aldh3; Aldh3a1
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	218
GeneID	25375
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-103 de Aldh3a1 de rato (NP_114178.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11883
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo