

Anticorpo Policlonal Anti-Aldh4A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P30038

Número do item: CM0021998



introdução

A CamelBio oferece um anticorpo policlonal de coelho anti-ALDH4A1, validado para WB, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Tem como alvo a desidrogenase de delta-1-pirrolina-5-carboxilato mitocondrial, essencial no metabolismo da prolina e do glutamato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ALDH4A1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	P5CD; ALDH4; P5CDh
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8659
ID do Gene	8659
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 354-563 da ALDH4A1 humana (NP_003739.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30038
Peso da Proteína	62 kDa
Envio	Bolsa de gelo