

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Aldh4A1 Para Wb - P30038

Número do item: CM0012665



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ALDH4A1 humano, validado para WB, IHC, IF/ICC e ELISA. Detecta proteínas humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo do metabolismo da prolina e da função mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-ALDH4A1
Observações/alias	P5CD; ALDH4; P5CDh; ALDH4A1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	8659
GeneID	8659
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P30038
Peso da proteína	62 kDa
Envio	Bolsa de gelo